

Triquinosis

Algoritmo de Diagnóstico Serológico ELISA/Western Blot

CASO SOSPECHOSO

Toma de 1º muestra

ELISA Suero

Positivo /
Indeterminado

Negativo

Caso probable

Envío de muestra para
confirmación

Resultado no concluyente

Tomar nueva muestra
a los 15 días

Western Blot

Positivo

Negativo

Caso confirmado

Resultado no concluyente

Tomar nueva muestra
a los 15 días

ELISA
(2da muestra)

Positivo /
Indeterminado

Negativo

Caso probable

Envío de muestra para
confirmación

Resultado no concluyente

Tomar nueva muestra
A los 20 días

Western blot

Positivo

Negativo

Caso confirmado

Resultado no concluyente

Tomar nueva muestra
a los 20 días

ELISA
(3ra muestra)

Positivo /
Indeterminado

Negativo

Caso probable

Envío de muestra para
confirmación

Caso descartado

Western blot

Positivo

Negativo

Caso confirmado

Caso descartado

Positivo: $\geq 0,339$

Indeterminada: $0,211 - 0,339$