



DIAGNÓSTICO DE PSITACOSIS

Requisitos para recepción de muestras:

- Hisopado nasal y faríngeo + suero

De no ser posible la obtención del HNyF por condición particular del paciente, comunicarse con referentes para acordar derivación de otras muestras respiratorias.

Especificaciones técnicas:

- **HNyF** (hisopado nasal y faríngeo)

- Hisopos que **NO sean de mango de madera**. Ej Dacron o FLOQSwabs, marca COPAN (CE0123).

- Colocar ambos hisopados en el mismo tubo con 1,5 ml de medio de transporte UTM (Universal Transport Medium) para micoplasmas y clamidias. En caso de no tener medio de transporte específico utilizar tubo nuevo estéril con 2 gotas de solución fisiológica estéril para mantener húmedos los hisopos si los mismos se visualizan secos luego de la extracción.

-Mantener **refrigeradas a 4°C** hasta destino.

- **Suero** : Enviar segunda muestra de suero tomada con 21 días de diferencia de la primera.
- Todas las muestras deben ser transportadas cumpliendo con las normas de **BIOSEGURIDAD** y deben enviarse **acompañadas de la ficha epidemiológica correspondiente** previa coordinación con referentes provinciales.

Condiciones de RECHAZO y NO PROCESAMIENTO de las muestras:

- Envío de hisopos de madera y algodón
- Hisopos en medio de transporte Stuart
- Hisopos en tubo de vidrio y tapón de algodón/gasa
- Sangre con anticoagulante

CONTACTOS DE INTERÉS:

Notificación de casos sospechosos:

Área de Epidemiología – Programa de Zoonosis

e-mail: zoonosiscba@gmail.com

Tel.: 0351-4688604, Guardia: 0351 153463803

Laboratorio - Instituto de Virología

Dr. J.M Vanella - Facultad de Cs Medicas

e-mail: labchlamydiashpv@gmail.com

Tel.: 54-351-4334022